

## Gebruiksvriendelijke software

Door middel van software kunt u de meetgegevens inlezen op uw PC. Via diagrammen en tabellen krijgt u inzicht in het verloop van uw glucosewaarden.

## Een teststrip waarop u kunt vertrouwen

De teststrip van de FreeStyle Lite biedt een exacte en betrouwbare controle van de bloedglucose en zorgt ervoor dat de meting niet kan beginnen met te weinig bloed. U heeft indien noodzakelijk tot 1 minuut de tijd om meer bloed toe te voegen. Een ander voordeel van de FreeStyle Lite-teststrip is de lange houdbaarheid, tot twee jaren zelfs met geopende verpakking. Daarom hoeft u zelden of nooit teststrips weg te gooien op grond van foutmeldingen of omdat ze te oud zijn.

## Kwaliteitseisen TNO

Abbott stelt hoge eisen aan het gebruiksgemak en betrouwbaarheid van bloedglucosemeters. Daarom is de FreeStyle Lite uitvoerig getest en voldoet het aan de strenge eisen van het Nederlands onderzoeksinstituut TNO.



Ga voor meer informatie en bestellingen  
naar [www.abbottdiabetescare.nl](http://www.abbottdiabetescare.nl) of bel onze  
klantenservice op telefoonnummer 0800 - 022 88 28 (gratis)

ADCFSL0F0209


 **Abbott**  
Diabetes Care



FreeStyle Lite  
– optimaal gemak voor  
iedereen!



Niet meer  
coderen



 **Abbott**  
Diabetes Care



- Niet coderen, direct klaar voor gebruik
- Kleine bloeddruppel (0,3 $\mu$ L)
- Snel testen in ca. 5 seconden
- Verlicht venster en strippoort
- Grote cijfers, grote toetsen
- Bijvullen van extra bloed tot 60 seconden mogelijk
- Voorzien van TNO-keur



1:1 ware grootte

0,3  $\mu$ L monstervolume  
FreeStyle Lite

0,6  $\mu$ L–1,5  $\mu$ L monstervolume  
Andere meters

## Geen codering! Direct klaar voor gebruik!

De FreeStyle Lite is misschien wel de handigste bloed-glucosemeter ter wereld. In tegenstelling tot veel andere meters hoeft de FreeStyle Lite niet te worden gecodeerd. Geen cijfercombinaties die gecontroleerd moeten worden, geen codewaarden die handmatig ingevoerd dienen te worden, geen knoppen die u in een bepaalde volgorde moet indrukken – gewoon de teststrip erin schuiven en de bloed-glucose meten. Makkelijker kan het niet!

## Gemakkelijk om mee te nemen

De FreeStyle Lite is handzaam en gemakkelijk mee te nemen. Hij beschikt over een groot verlicht scherm met duidelijk verlichte cijfers. De ingebouwde lamp verlicht de teststrip, zodat je ook bij weinig licht goed kunt meten – in de slaapkamer, de bioscoop of zelfs in een restaurant. De laatste 400 metingen worden in het geheugen opgeslagen en met een simpele druk op de knop worden de verschillende gemiddelde waarden getoond.

## Minimale bloeddruppel, vrijwel pijnloos testen

De teststrips voor de FreeStyle Lite werken al met een uiterst kleine bloeddruppel. Dat houdt ook in dat u niet zo diep hoeft te prikken, het is zowat pijnloos – een aantrekkelijk voordeel als u vaak moet testen. En hoe kleiner de bloeddruppel, hoe kleiner ook de kans op vlekken, bijvoorbeeld op papier, kleding en lakens.